

## Beta2



Divano, poltrona e bergère. Struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato. Telaio sedile in faggio con molleggio

a nastri elastici intrecciati in caucciù rivestito. Struttura schienale e braccioli con materiale elastico strutturale e supporti in fibra di vetro e acciaio.

Foderina realizzata con polietere 100% accoppiato con supporto di vellutino poliammidico termofissato.



Cuscini di seduta in piuma d'oca lavata e sterilizzata racchiusa in settori separati, con inserto in poliuretano espanso a densità differenziata.

Cuscini di schienale e cuscinetti di appoggio in piuma d'oca lavata e sterilizzata e fibre acriliche. Piedini in tubolare tondo d'acciaio cromato con puntale basculante in PVC. Rivestimento in tessuto o pelle, entrambi interamente sfoderabili tramite cerniere e velcro a strappo. La sola versione in tessuto è disponibile anche con balza. Profondità di seduta poltrona 68cm; bergère 74cm; divano 80cm.

Clicca sui bottoni per  
visualizzare le dimensioni

Bergère

3D

Alto

Fronte

Lato


Divano

3D

Alto

Fronte

Lato



Premendo il tasto sinistro del mouse è possibile ruotare il modello 3D e con la rotella del mouse se ne aumenta/diminuisce la dimensione